

BASCULA ELECTRONICA PARA SILLAS DE RUEDAS, 664 MARCA "SECA", FABRICACION ALEMANA



Seguridad, funcionalidad y estética: la báscula seca 664 sienta pautas en el pesaje médico. Diseñada específicamente para el pesaje en silla de ruedas. En el centro de rehabilitación o de asistencia a la tercera edad, en el hospital o en el centro de diálisis, ofrece un máximo de confort y seguridad al personal médico y al paciente por igual.

seca

Características Especiales

- *Capacidad: 800 lbs / 57 sts / 360 kg*
- *División: 100 g / 0.2 lbs*
- *Peso: 101.9 lbs / 46.2 kg*
- *Alimentación: Adaptador*
- *Dimensiones (AxAxP): 893 x 87 x 1,655 mm / 35.2 x 3.4 x 65.2" / 29.9 x 2.2 x 57.9 inch dimensiones/plataforma*
- *Las funciones: BMI / Auto-Hold / Ruedas de transporte / TARA / Pre-TARA*
- *Directiva: MP/EMC*
- *Gracias a su gran capacidad, 360 kg, esta báscula facilita el pesaje de pacientes incluso si tienen gran sobrepeso.*
- *Su plataforma muy baja y sus rampas con sistema automático de bajada permiten un fácil acceso a la báscula. Los raíles laterales aumentan su seguridad.*
- *La función pre-TARA integrada determina en segundos el peso neto de los pacientes ya que utiliza la memoria interna de pesaje.*
- *La pantalla de LCD giratoria posee cifras de gran tamaño que permiten una fácil lectura tanto al paciente, como al cuidador.*
- *La báscula seca 664 se puede plegar en pocos segundos y transportar a cualquier sitio gracias a sus ruedas.*



- *Con una capacidad de 360 kg, la tarea de pesaje con seca 664 sigue siendo fácil aún cuando el peso del paciente en silla de ruedas es considerable. La plataforma extremadamente baja con rampa de acceso autodescendente facilita enormemente el desplazamiento de acceso con la silla de rueda.*
- *Con un plus de seguridad que brindan las delimitaciones laterales de instalación fija y un recubrimiento de caucho negro ranurado.*
- *Con la función pre-TARA se puede almacenar previamente el peso de la silla de ruedas. Mediante la simple presión de un botón, este valor se deduce del peso total para obtener automáticamente el peso corporal del paciente.*
- *Fácil y rápida lectura del resultado, tanto para el paciente como para el personal sanitario, gracias a una pantalla LCD con grandes dígitos y girable. Además, la movilidad de esta báscula ofrece otra ventaja fundamental: con unas pocas maniobras, la báscula seca 664 se puede plegar y trasladar sobre ruedas de transporte.*

- *La plataforma cuenta con limitaciones laterales para asegurar el acceso con sillas de ruedas*



TECNIGEN S.A.

Av. Zañartu 1060
Ñuñoa, Santiago
Chile
www.tecnigen.cl
info@tecnigen.cl

Fono +56 (2)2 3960 600
Fax +56 (2)2 3960 601
Unidad equipos - 647
Atención clientes - 700
Servicio técnico - 620